



WAHADŁO „STAWY”

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHR-21

Opis produktu

Wahadło zawiera wypełnienie wyprodukowane ze specjalnej mieszanki kolagenu / glukozaminy i powinno być używane codziennie. Nie tylko do regeneracji stawów w chorobie zwyrodnieniowej stawów, ale także do wszystkich tkanek, a także skóry, włosów i paznokci. Szczególną cechą tej terapii jest to, że traktujesz szklankę dobrego miodu wahadłem, a następnie codziennie pozwalasz łyżeczkę tej mikstury rozpuścić się w ustach. Te cząsteczki cukru ze specjalnymi wibracjami kolagenu / glukozaminy są transportowane bezpośrednio do naprawianych obszarów i można ewentualnie ominąć sztuczny staw biodrowy lub kolanowy. Kolagen jest potrzebny na całym ciele, dlatego to wahadło jest niezwykle ważne dla każdego. Dotyczy to również zwierząt. Oprócz obróbki miodu, drgania te powinny być przenoszone codziennie (może kilka razy) za pomocą wahadła. Zawsze, gdy wahadło się obraca, jest potrzebne. Cukier zawarty w miodzie ogromnie potęguje działanie wahadła. Ta wibracja jest odpowiednia dla każdego, aby zachować zdrowe chrząstki, stawy, skórę i włosy lub naprawić stawy i chrząstki. Metoda miodu została potwierdzona w seriach testowych i można było już unikać operacji.

Duży czubek ozryosowy. Wymiary: średnica 60mm, wysokość 70mm.
Wahadło zapakowane jest w dedykowane, kartonowe pudełko.

Więcej

Posiada specjalnie dobrany wkład z ziół, suplementów diety, mikro i makro elementów i witamin. Wahadło zostało tak skonstruowane, aby przekazywać uzdrawiające wibracje nie jednego specyfiku, a całej ich gamy. Oddziaływanie energiami ziół i preparatów leczniczych za pomocą wahadła jest bezpieczne. Przy przyjmowaniu ziół przez alergików nie zawsze tak jest, gdyż zdarzają się też uczulenia na zioła. Natomiast wahadło emituje jedynie lecznicze energie. Wahadło wysyła i wzmacnia wibracje substancji leczniczych w taki sposób, aby były one jak najlepiej wchłaniane przez organizm. Przed użyciem należy wahadło uderzyć lekko o jakiś przedmiot celem rozładowania. Trzymając za nitkę wahadła, umieszczamy je nad splotem słonecznym lub nad miejscem, w którym widoczne są zewnętrzne objawy schorzenia. Pacjent może przyjąć pozycję leżącą, rozluźnić się i nastawić się na odbiór energii. Najpierw sprawdzamy, czy wahadło będzie w danym przypadku przydatne. Nadajemy mu ruch oscylujący i zadajemy pytanie: „Czy dana osoba potrzebuje energii emitowanych przez wahadło?” Jeśli wahadło przejdzie od oscylacji do ruchów obrotowych, będzie to oznaczało, że tak. Wówczas wydajemy polecenie mentalne: **„Wysyłaj lecznicze wibracje leków w potrzebnej ilości!”** Przyjmujemy jednocześnie konwencję, iż wahadło będzie się obracać tak długo, dopóki organizm się nie naładuje w wystarczającym stopniu leczniczymi wibracjami. Wahadłem oddziałujemy na daną osobę, w zależności od potrzeb, nawet kilka razy dziennie, ponawiając przedstawioną procedurę. Po każdym zabiegu rozładowujemy wahadło poprzez bardzo lekkie uderzenie np. o kant stołu.

Długość: 7,5 cm, średnica: 6 cm, waga: ok. 50 g, materiał: drewno bukowe

Uwaga: stosowanie wahadła nie powinno zastępować konsultacji lekarskiej i klasycznych metod leczenia! Jest ono działaniem uzupełniającym i wzmacniającym skuteczność terapii medycznej. Przynosi znakomite rezultaty w profilaktyce.

Opracowane w Pracowni „Baj”